



IMPIANTI E PRODOTTI PER SALDATURA

Soluzioni per la protezione personale e l'igiene negli ambienti di lavoro

Mascherine di Protezione

MASCHERINE DI PROTEZIONE

La soluzione



MASCHERINE PR9886S4H

MASCHERINE FILTRANTI PRODOTTE IN OTTEMPERANZA AL DECRETO LEGGE N.18 DEL 17/03/2020 ART 16 (ULTERIORI MISURE DI PROTEZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DELLA COLLETTIVITÀ) COMMA 2.

I DISPOSITIVI SONO UTILIZZABILI DA TUTTI GLI INDIVIDUI PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE COME SCHERMO PROTETTIVO PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS E SONO PRODOTTE IN DEROGA ALLE VIGENTI NORME SULL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI MASCHERINE FILTRANTI PRIVE DEL MARCHIO CE.


MASCHERINE DI PROTEZIONE

Le caratteristiche

LE MASCHERINE SONO CONFEZIONATE CON 4 STRATI DI TESSUTO SMS/MELT BLOWN, IDROREPELENTE E TRASPIRANTE. SONO PIEGHEVOLI E CON ELASTICI, PER GARANTIRE UNA BUONA ADERENZA AL VISO.

LE MASCHERINE SONO MONOUSO: OLTRE A NON ESSERE RIUTILIZZATE DEVONO ESSERE SUBITO GESTITE COME RIFIUTI, AFFINCHÈ NON VENGA A CONTATTO CON ALTRE PERSONE E/O SUPERFICI, INFETTANDOLE E CONTRIBUENDO ALLA TRASMISSIONE DEGLI AGENTI PATOGENI.

STANDARD QUALITATIVO IN TEMA DI IGIENE DEL PRODOTTO GARANTITO!



MASCHERINE DI PROTEZIONE

Le istruzioni per l'uso



PRIMA DI INDOSSARE LA MASCHERINA, LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON UN DETERGENTE A BASE DI ALCOOL

SOSTITUIRE LA MASCHERINA CON UNA NUOVA NON APPENA È UMIDA E NON RIUTILIZZARLA

TOGLIERSI LA MASCHERINA DAI LACCI, EVITANDO DI TOCCARE LA PARTE FRONTALE

GETTARE LA MASCHERINA IN UN CONTENITORE CHIUSO

LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON UN DETERGENTE A BASE DI ALCOOL



Queste mascherine sono per uso generico. Fino a validazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui è già stata inoltrata richiesta dopo il superamento dei test, il prodotto non è da definirsi un dispositivo di protezione individuale e non è destinato ad uso sanitario.

MASCHERINE DI PROTEZIONE

I risultati

LE MASCHERINE - REALIZZATE NEI LABORATORI DI FAB SPA - RISPONDONO AI REQUISITI DI FABBRICAZIONE, PROGETTAZIONE E PRESTAZIONE DETTATI DALLA NORMATIVA EUROPEA UNI EN 14683.

TEST SUPERATI A PIENI A VOTI:

TERZI IN ITALIA AD AVERE SUPERATO LA PROVA DI BFE, PRIMI CON UN RISULTATO DI FILTRAZIONE DEL 100%!

TIPO DI PROVA		REQUISITI MASCHERINA CHIRURGICA TIPO IIR (EN 14683)	ESITO TEST DA ENTE ACCREDITATO	
Efficienza di filtrazione batterica, BFE (%)		≥ 98	Superato (100%)	✓
Pressione differenziale, traspirazione (Pa/cm ²)		< 60	Superato	✓
Ispezione visiva e microscopica		n.a.	Superato	✓
Pressione di resistenza agli spruzzi (kPa)		≥ 16	Superato	✓
Biocompatibilità	Non citotossicità	n.a.	Superato	✓
	Non irritazione	n.a.	Superato	✓
	Non sensibilizzazione	n.a.	Superato	✓



IMPIANTI E PRODOTTI PER SALDATURA



- ARTICOLI PER SALDATURA
- ANTINFORTUNISTICA
- AUTOMAZIONE
- CORSI DI SALDATURA



NUVOLERA – BRESCIA VIA MASCAGNI, 14 25080

TELEFONO 0306897826

www.tonolini.it